

ウサギ 抗Fitc/5-Fam/6-Fam モノクローナル抗体 - Fitc

商品番号: CM0004082

前書き

フローサイトメトリー用ウサギモノクローナル抗FITC/5-FAM/6-FAM抗体（）。種非依存的な反応性でFITC、5-FAM、6-FAMを認識します。免疫蛍光法や体外診断研究におけるFITC標識体の検出に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	仕様
製品名	ウサギ 抗FITC/5-FAM/6-FAM モノクローナル抗体
備考/別名	FITC
免疫原	化学化合物
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	種非依存
発送	保冷剤（氷袋）