

WbおよびElisa用ウサギ抗Flotillin-2（Flot2）ポリクローナル抗体 - Q14254

商品番号: CM0021338



前書き

ヒトFlotillin-

2（FLOT2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応します。カベオラ、細胞接着、表皮生物学に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FLOT2 Rabbit pAb
備考／別名	ESA; ECS1; ESA1; ECS-1; M17S1; FLOT2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2319
遺伝子ID	2319
免疫原	ヒトFLOT2（NP_004466.2）のアミノ酸239～428内の配列に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q14254
タンパク質分子量	47kDa
配送	保冷バッグ