

ウサギ抗Frem1ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5H8C1

商品番号: CM0023372

前書き

WBおよびELISAで検証済みのウサギ抗FREM1ポリクローナル抗体です。FREM1は発生過程における表皮分化と接着に必須な細胞外マトリックスタンパク質です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FREM1 ウサギpAb
備考/別名	BNAR; MOTA; TILRR; TRIGNO2; C9orf143; C9orf145; C9orf154; FREM1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	158326
遺伝子ID	158326
免疫原	ヒトFREM1（NP_659403.4）のアミノ酸1880～2179番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q5H8C1
タンパク質分子量	244kDa
輸送方法	氷袋