

ウサギ抗Gap43ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P17677

商品番号: CM0022235

前書き

GAP43（ニューロモジュリン）を認識するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAに最適化されています。ヒト、マウス、ラットの神経組織サンプルに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GAP43 Rabbit pAb
備考/別名	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2596
遺伝子ID	2596
免疫原	ヒトGAP43 (NP_002036.1) のアミノ酸1-238に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P17677
タンパク質分子量	25kDa
配送	アイスバッグ