


ウサギ抗Gcaポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P28676

商品番号: CM0028155



前書き

ウサギ抗GCAポリクローナル抗体は、カルシウム結合性グランカルシン（約24 kDa）を標的とします。適用：WB、IF/ICC、ELISA。反応性：ヒト、マウス。好中球接着および焦点接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	GCA ウサギ pAb
備考/別名	GCL; GCA
種	ヒト
遺伝子ID	25801
免疫原	ヒトGCA（NP_036330.1）のアミノ酸1-217に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P28676
タンパク質分子量	24kDa
配送	保冷バッグ