

ウサギ抗ヤギIgG（Fab）フラグメントMab - ヤギIgG（Fab）フラグメント

商品番号: CM0006154

前書き

ウサギ抗ヤギIgG（Fab）フラグメントmAbは、ヤギIgG Fabを特異的に認識するウサギモノクローナル抗体であり、イムノアッセイおよび診断におけるフローサイトメトリー用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヤギIgG（Fab）フラグメントmAb
免疫原	ウサギ抗ヤギIgG（Fab）フラグメントの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヤギ
輸送	保冷バッグ