

ウサギ抗ヤギIgG (Fab) 断片 Mab - ヤギIgG (Fab) 断片

商品番号: CM0004024

前書き

ヤギIgG

Fab断片を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用途で検証済み。組換え免疫原により、高い特異性とロット間の安定性を実現。研究および診断薬開発における抗ヤギIgG検出を必要とする免疫測定に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヤギIgG (Fab) 断片 mAb
種	ヤギ
免疫原	ヤギIgG (Fab) 断片の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヤギ
配送	アイスバッグ