

ウサギ 抗ヤギ IgG (Fab) フラグメント モノクローナル抗体

フローサイトメトリー用 - ヤギ IgG Fab フラグメント

商品番号: CM0006402

前書き

ヤギ IgG Fab フラグメントを標的とするに結合したウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー（FC）アプリケーション向けに設計されており、様々な免疫アッセイにおけるヤギ IgG の種特異的検出を提供します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ 抗ヤギ IgG (Fab) フラグメント mAb
種	ヤギ
免疫原	ヤギ IgG (Fab) フラグメントの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヤギ
配送	アイスパック