

ウサギ抗ヤギIgG（Fc）フラグメント Mab

商品番号: CM0007327

前書き

ヤギIgG

Fcフラグメントを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー（FC）用にバリデーション済み。ヤギ試料系におけるイムノアッセイおよび二次検出に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヤギIgG（Fc）フラグメントmAb
種	ヤギ
免疫原	ヤギIgG（Fc）フラグメントの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヤギ
輸送	保冷バッグ