

ウサギ抗ヤギIgG (Fc)フラグメント Mab

商品番号: CM0010190

前書き

標識ウサギモノクローナル抗体は、ヤギIgG (Fc)フラグメントを標的とし、フローサイトメトリー（FC）アプリケーションに適しています。研究および診断アッセイにおけるヤギIgGの特異的検出のために設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヤギIgG (Fc)フラグメント mAb
種	ヤギ
免疫原	ヤギIgG (Fc)フラグメントの組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヤギ
配送	氷袋