

ウサギ抗ヤギIgG (Fc)フラグメント Mab - ヤギIgG (Fc)フラグメント

商品番号: CM0006533

前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヤギIgG Fcフラグメント特異的）。フローサイトメトリーで検証済み。研究および診断アッセイにおけるヤギ免疫グロブリンの検出に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗ヤギIgG (Fc)フラグメント mAb
種	ヤギ
免疫原	ヤギIgG (Fc)フラグメントの組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヤギ
配送	アイスパック