

ウサギ抗ヤギIgG（Fc）フラグメントMab

商品番号: CM0007217

前書き

フローサイトメトリー用途向けの、ヤギIgG（Fc）フラグメントを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。ヤギFc領域に特異的で、交差反応性を最小限に抑えます。多色免疫蛍光研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヤギIgG（Fc）フラグメントmAb
種	ヤギ
免疫原	ヤギIgG（Fc）フラグメントの組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヤギ
輸送	保冷バッグ