

ウサギ抗ヤギIgG (Fc) 断片モノクローナル抗体

商品番号: CM0005290

前書き

フローサイトメトリー用のヤギIgG
Fc断片を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。
免疫学的アッセイにおけるヤギIgGの検出に最適です。
ヤギIgGと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヤギIgG (Fc) 断片 mAb
種	ヤギ
免疫原	ヤギIgG (Fc) 断片の組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヤギ
配送	アイスパック