

## ウサギ抗Hnf4Aポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） – Hnf4A

商品番号: CM0013448

### 前書き

HNF4a（HNF4alpha）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの使用が検証済みです。マウスと交差反応します。肝臓特異的遺伝子制御や肝細胞機能の研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 製品名        | HNF4a Rabbit pAb                                           |
| 備考・別名      | Hnf4; HNF-4; MODY1; Nr2a1; Tcf14; TCF-14; Hnf4alpha; HNF4a |
| 対象種        | マウス                                                        |
| 遺伝子ID（ヒト）  | 3172                                                       |
| 遺伝子ID（マウス） | 15378                                                      |
| 免疫原        | ヒトHNF4a（NP_000448.3）のアミノ酸100～200番目の配列に対応する合成ペプチド           |
| 起源         | ウサギ                                                        |
| 分類         | ポリクローナル抗体                                                  |
| 対応アプリケーション | WB, ELISA                                                  |
| 交差反応性      | マウス                                                        |
| タンパク質分子量   | 51kDa/52kDa                                                |
| 発送方法       | 保冷剤                                                        |