

Wb・Elisa用 ウサギ抗Hpcal1ポリクローナル抗体 - P37235

商品番号: CM0024317



前書き

HPCAL1（ヒポカルシン様タンパク質1）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。KO検証済みで、ウエスタンブロットおよびELISAに適用可能です。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] HPCAL1 ウサギpAb
別名	BDR1; HLP2; VILIP-3; L1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3241
GeneID	3241
免疫原	ヒトHPCAL1（NP_002140.2）のアミノ酸1-193番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P37235
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	氷袋