


ウサギ抗ヒトAxlモノクローナル抗体（Fc用） - P30530

商品番号: CM0011696



前書き

で標識された、ヒトAXL（UniProt P30530）を標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に検証済みです。AXLを介したシグナル伝達、がん、ウイルス侵入の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ウサギ抗ヒトAXLモノクローナル抗体
備考/別名	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	558
GeneID	558
免疫原	ヒトAXLのアミノ酸33-449に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_068713.2)。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P30530
タンパク質分子量	98 kDa
発送条件	保冷バッグ