


ウサギ抗ヒトAxlモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P30530

商品番号: CM0008790



前書き

フローサイトメトリー用に調製されたABflo
488抱合ウサギ抗ヒトAXLモノクローナル抗体です。
細胞生存、増殖、自然免疫に関与する受容体型チロシンキナーゼであるヒトAXL（P30530）を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトAXL mAb
別名	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	558
遺伝子ID	558
免疫原	組換えタンパク質 ヒトAXL (NP_068713.2) のアミノ酸33～449番の配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P30530
タンパク質分子量	98kDa
発送方法	保冷剤同梱