

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト B7-H2/Cd275 モノクローナル抗体 - O75144

商品番号: CM0004027



前書き

ヒト B7-H2/CD275 (ICOSリガンド) に対する標識ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用に設計されています。T細胞共刺激および免疫チェックポイント研究に最適で、ヒトとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト B7-H2/CD275 mAb
備考/別名	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23308
GeneID	23308
免疫原	ヒト B7-H2/CD275 (NP_056074.1) のアミノ酸 19-256 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O75144
タンパク質重量	20kDa/33kDa34kDa
発送	アイスバッグ