

ラビット抗ヒト Bcl6 Mab - P41182

商品番号: CM0004938



前書き

で標識された抗BCL6モノクローナル抗体。ヒトサンプルにおける細胞内フローサイトメトリー（FC）で検証済み。胚中心B細胞およびリンパ腫の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ラビット抗ヒト BCL6 mAb
備考/別名	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
種	ヒト
GeneID	604
免疫原	ヒトBCL6（NP_001124317.1）のアミノ酸235-350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P41182
タンパク質分子量	72kDa/78kDa
配送	氷袋