

ウサギ抗ヒトBcl6

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用、細胞内染色） - P41182

商品番号: CM0011455



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトBCL6を標的とし、細胞内フローサイトメトリー用に検証済み。胚中心B細胞およびリンパ腫研究向けに設計されており、P41182タンパク質に対する特異性を有します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトBCL6 mAb
備考/別名	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
種	ヒト
GeneID	604
免疫原	ヒト/マウスBCL6（NP_001124317.1）のアミノ酸235-350に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P41182
タンパク質分子量	79kDa
輸送	保冷剤（氷袋）