

## 細胞内フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトBcl6モノクローナル抗体 - P41182

商品番号: CM0011162



### 前書き

ヒトBCL6（SWISS

P41182）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用にバリデーション済み。胚中心の生物学および転写抑制の研究に最適です。IV D原材料の調達用としてCamelBioが提供します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ     | 仕様                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| 製品名       | ウサギ抗ヒトBCL6 mAb                                                      |
| 備考／別名     | BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27                                    |
| 種         | ヒト                                                                  |
| 遺伝子ID（ヒト） | 604                                                                 |
| 遺伝子ID     | 604                                                                 |
| 免疫原       | 組換えタンパク質：ヒト／マウスBCL6（NP_001124317.1）のアミノ酸235～350に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来        | ウサギ                                                                 |
| カテゴリー     | モノクローナル抗体                                                           |
| 用途        | FC（細胞内）                                                             |
| 交差反応性     | ヒト                                                                  |
| SWISS     | P41182                                                              |
| タンパク質分子量  | 79kDa                                                               |
| 輸送        | 保冷バッグ                                                               |