

ウサギ抗ヒト Bcl6 モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P41182

商品番号: CM0009542



前書き

細胞内フローサイトメトリー用の高品質 ウサギ抗ヒト BCL6 モノクローナル抗体。ヒト BCL6（79 kDa、P41182）、胚中心反応に不可欠な転写抑制因子を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト BCL6 mAb
備考/別名	BCL5; LAZ3; BCL6A; ZNF51; ZBTB27
種	ヒト
GeneID (ヒト)	604
GeneID	604
免疫原	組換えタンパク質；ヒト/マウス BCL6 (NP_001124317.1) のアミノ酸 235-350 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P41182
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ