

ウサギ抗ヒト Btn3A1/2/3 Mab - O00481 / P78410 / O00478

商品番号: CM0011732



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の高品質なウサギ抗ヒト BTN3A1/2/3 モノクローナル抗体。ヒト BTN3A1/2/3（CD277）を認識し、T細胞の活性化および免疫応答において重要な役割を果たします。免疫学研究および診断開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト BTN3A1/2/3 mAb
備考／別名	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
種	ヒト
GeneID	11119/11118/10384
免疫原	組換えタンパク質：ヒト BTN3A1（NP_008979.3）のアミノ酸470～630に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	O00481/P78410/O00478
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ