

フローサイトメトリー用 Abflo 488 ウサギ抗ヒト C5Ar1/Cd88 モノクローナル抗体 - P21730

商品番号: CM0004526



前書き

ヒトC5AR1/CD88 (C5aR) を標的とするABflo 488結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。分子量約39 kDa、ヒトに反応性あり、氷上で出荷されます。免疫学および炎症研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト C5AR1/CD88 mAb
別名	C5A; C5AR; C5R1; CD88
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	728
遺伝子ID	728
免疫原	ヒトC5AR1/CD88 (NP_001727.2) のアミノ酸1〜100番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P21730
タンパク質分子量	39kDa
輸送方法	保冷剤