

ウサギ抗ヒトカルレティキュリン

モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用）- P27797

商品番号: CM0011279



前書き

ヒトカルレティキュリンに対する高品質な標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー（FC intra）に適しています。ヒトサンプルで検証済み。小胞体シャペロン機能、タンパク質品質管理、カルシウム恒常性の研究に最適です。CamelBio経由でIVD研究用に調達。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトカルレティキュリン mAb
備考/別名	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n
種	ヒト
GeneID (ヒト)	811
GeneID	811
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P27797
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ