

ウサギ抗ヒト カルレティクリリン

モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用）- P27797

商品番号: CM0004016



前書き

細胞内フローサイトメトリー用の、ヒト・カルレティクリリンを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。タンパク質の折りたたみおよびカルシウムシグナル伝達に関与するERシャペロンであるカルレティクリリンを、ヒトサンプルで検出するのに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト カルレティクリリン mAb
備考/別名	RO; CRT; SSA; cClqR; HEL-S-99n
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	811
免疫原	ヒト・カルレティクリリン (NP_004334.1) のアミノ酸335-417に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	フローサイトメトリー (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P27797
タンパク質分子量	48kDa
配送	アイスバッグ