


ウサギ抗ヒトCar/Cxadr Mab（Fc用） - P78310

商品番号: CM0011508



前書き

フローサイトメトリー（FC）用の標識

ウサギ抗ヒトCAR/CXADRモノクローナル抗体です。
細胞接着およびウイルス侵入に関与する40kDaのコク
サッキーウイルス・アデノウイルス受容体であるヒト
CXADR（CAR）を認識します。

[詳細を学ぶ](#)

製品名	ウサギ抗ヒトCAR/CXADR mAb
別名	CAR; HCAR; CAR4/6
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1525
遺伝子ID	1525
免疫原	ヒトCAR/CXADR(NP_001329.1)のアミノ酸20～237番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISSプロットID	P78310
タンパク質分子量	40kDa
輸送方法	保冷剤