


ウサギ抗ヒトCar/Cxadr Mab - P78310

商品番号: CM0008315



前書き

ヒトCAR/CXADR（P78310）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済み。CARは細胞接着分子およびウイルス受容体として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCAR/CXADR mAb
備考／別名	CAR; HCAR; CAR4/6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1525
免疫原	ヒトCAR/CXADR（NP_001329.1）のアミノ酸20～237に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P78310
タンパク質分子量	40 kDa
輸送	アイスバッグ