


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト Car/Cxadr モノクローナル抗体 - P78310

商品番号: CM0007957



前書き

ヒトコクサッキーウイルスおよびアデノウイルス受容体（CAR/CXADR）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。細胞外ドメイン（aa20-237）のエピトープを認識します。ウイルス侵入、細胞接着、上皮接合部の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CAR/CXADR mAb
備考／別名	CAR; HCAR; CAR4/6
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1525
GeneID	1525
免疫原	ヒトCAR/CXADR（NP_001329.1）のアミノ酸20-237に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P78310
タンパク質分子量	40kDa
輸送	保冷バッグ