

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト Casr モノクローナル抗体 - P41180

商品番号: CM0009552



前書き

フローサイトメトリー用のウサギモノクローナル
結合抗ヒト CaSR

抗体。ヒトサンプルでバリデーション済み。カルシウム恒常性および副甲状腺機能の主要な調節因子である細胞外カルシウム感知受容体を検出します。腎臓研究および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CaSR mAb
備考／別名	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHCl; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOCl
種	ヒト
GeneID (ヒト)	846
GeneID	846
免疫原	ヒト Casr (NP_000379.3) のアミノ酸 211～310 内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P41180
タンパク質分子量	121kDa
配送	保冷バッグ