

ウサギ抗ヒトCaSRモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P41180

商品番号: CM0005698



前書き

ヒトCaSR（細胞外カルシウム感知受容体）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。カルシウム恒常性およびGPCRシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCaSR mAb
別名	CAR; FHH; FIH; HHC; EIG8; HHCl; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; HYPOCl
反応種	ヒト
GeneID (ヒト)	846
GeneID	846
免疫原	ヒトCaSR (NP_000379.3) のアミノ酸211～310番の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P41180
タンパク質分子量	121kDa
発送方法	氷袋