

ウサギ抗ヒトCcd3 Mab（フローサイトメトリー用（細胞内）） - P07766

商品番号: CM0010383



前書き

細胞内フローサイトメトリー用の、ヒトCD3E（CD3 イプシロン）に対する結合ウサギモノクローナル抗体です。TCRシグナル伝達および適応免疫において重要な、分子量23kDaのT細胞膜タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトcCD3 mAb
別名	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
対象種	ヒト
GeneID	916
免疫原	ヒトCD3E (NP_000724.1) のアミノ酸50～150番の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P07766
タンパク質分子量	23kDa
配送方法	保冷剤