


Rabbit Anti-Human Cd100/Sema4D Mab - Q92854

商品番号: CM0005994



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗体。ヒトCD100/SEMA4Dを標的とします。免疫蛍光（IF）およびフローサイトメトリー（FC）に適しています。セマフォリンシグナル伝達、免疫細胞凝集、および神経細胞移動の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD100/SEMA4D mAb
備考/別名	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaphorin-4D
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10507
GeneID	10507
免疫原	ヒトSemaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3) のアミノ酸22-734に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92854
タンパク質分子量	82kDa/96kDa
配送	アイスバッグ