


ウサギ抗ヒト Cd100/Sema4D モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - Q92854

商品番号: CM0004358



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヒトCD100/SEMA4D用）。免疫蛍光（IF/ICC）およびフローサイトメトリー（FC）について検証済みです。セマフォリン-4D受容体シグナル伝達、神経突起の発達、および免疫細胞凝集の研究に適しています。ヒトと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD100/SEMA4D mAb
備考/別名	SEMA4D; C9orf164; CD100; M-sema-G; SEMAJ; coll-4; semaphorin-4D
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10507
遺伝子ID	10507
免疫原	ヒト Semaphorin-4D/CD100 (NP_006369.3) のアミノ酸22-734に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92854
タンパク質分子量	82kDa/96kDa
配送	アイスパック