

ウサギ抗ヒトCd101/Igsf2 モノクローナル抗体（If/IccおよびFc用） - Q93033

商品番号: CM0004441

前書き

このウサギモノクローナル抗体は、T細胞増殖阻害因子であるヒトCD101/IGSF2（V7, EWI-101）を標的としています。免疫学研究およびアッセイ開発におけるIF/ICCおよびフローサイトメトリーに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD101/IGSF2 mAb
備考/別名	V7, IGSF2, EWI-101
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9398
免疫原	ヒトCD101/IGSF2（NP_004249.2）のアミノ酸21-410に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q93033
タンパク質分子量	115kDa
輸送	保冷バッグ