

ウサギ抗ヒトCd101/Igsf2 モノクローナル抗体 If/Icc, Fc用 - Q93033

商品番号: CM0011952

前書き

免疫蛍光法およびフローサイトメトリー用途向けの、ヒトCD101（IGSF2、V7）を標的とする高品質標識ウサギモノクローナル抗体です。T細胞増殖阻害研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD101/IGSF2 mAb
備考/別名	V7; IGSF2; EW1-101
種	ヒト
GeneID（ヒト）	9398
GeneID	9398
免疫原	ヒトCD101/IGSF2（NP_004249.2）のアミノ酸21～410に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q93033
タンパク質分子量	115kDa
輸送方法	氷袋