

Abflo 594 ウサギ抗ヒト Cd104/インテグリン Beta-4

モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用）- P16144

商品番号: CM0012631



前書き

免疫蛍光およびフローサイトメトリー用に検証された、高品質なABflo

594結合抗ヒトCD104/インテグリンβ4（ITGB4）ウサギモノクローナル抗体。202kDaのタンパク質を検出し、ヒトと交差反応性を示し、上皮細胞およびヘミデスモソームの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD104/インテグリン β4 mAb
備考/別名	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3691
GeneID	3691
免疫原	ヒトCD104/インテグリンβ4（NP_000204.3）のアミノ酸611-710AAに対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC,FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16144
タンパク質分子量	202kDa
配送	氷袋