

ウサギ抗ヒト CD104/インテグリン B4 モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P16144

商品番号: CM0010117



前書き

結合ウサギモノクローナル抗体（ヒトインテグリン $\beta 4$ [CD104、GP150] 用）。IF/ICCおよびFCアプリケーションで検証済み。ラミニン受容体および半デスモソームの構成要素として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD104/インテグリン $\beta 4$ mAb
備考/別名	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3691
GeneID	3691
免疫原	ヒト CD104/インテグリン $\beta 4$ (NP_000204.3) のアミノ酸 611-710AA に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16144
タンパク質分子量	202kDa
配送	アイスバッグ