

ウサギ抗ヒトCd104/インテグリンB4 モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P16144

商品番号: CM0004033



前書き

本製品はで標識されたウサギモノクローナル抗体で、ヒトCD104/インテグリンβ4（SWISS: P16144）を標的とし、IF/ICCおよびFCアプリケーションでの検証が完了しています。ITGB4の細胞外ドメイン（アミノ酸611-710番）を認識し、上皮細胞接着およびシグナル伝達の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD104/インテグリンβ4 mAb
別名	CD104; GP150; JEB5A; JEB5B
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3691
GeneID	3691
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD104/インテグリンβ4（NP_000204.3）のアミノ酸611～710AAに対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF/ICC,FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P16144
タンパク質分子量	202kDa
輸送方法	保冷剤