


ウサギ抗ヒト CD105/エンドグリン Mab (Fc用) - P17813

商品番号: CM0010997



前書き

フローサイトメトリー用に最適化された結合ウサギ抗ヒト

CD105/エンドグリンモノクローナル抗体。血管新生および内皮細胞研究におけるエンドグリンの信頼性の高い検出を可能にします。CamelBio提供。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD105/エンドグリン mAb
備考/別名	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglin
種	ヒト
GeneID	2022
免疫原	ヒト CD105/エンドグリン (NP_001108225.1) のアミノ酸26-337に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P17813
タンパク質分子量	67kDa/70kDa
配送	アイスバッグ