


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト CD105/Endoglin モノクローナル抗体 - P17813

商品番号: CM0004053



前書き

ヒトCD105/Endoglinに対する標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー(FC)で検証済み。Endoglinは血管新生とTGF-βシグナル伝達に参与する膜貫通型糖タンパク質です。内皮細胞研究および免疫表現型解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD105/Endoglin mAb
備考/別名	ENG; END; HHT1; ORW1; endoglin
種	ヒト
GeneID	2022
免疫原	ヒトCD105/Endoglin (NP_001108225.1) のアミノ酸26-337に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P17813
タンパク質分子量	67kDa/70kDa
輸送	氷袋