

ウサギ抗ヒト CD112/Nectin-2 Mab - Q92692

商品番号: CM0012031



前書き

フローサイトメトリー用に、ヒトCD112/Nectin-2を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。ヒトサンプルでの検証済みで、T細胞シグナル伝達、免疫チェックポイント、ウイルス侵入の研究に活用できます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD112/Nectin-2 mAb
別名	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5819
GeneID	5819
免疫原	ヒトCD112/Nectin-2 (NP_001036189.1) のアミノ酸32～158番目の配列に相当する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISSプロット	Q92692
タンパク質分子量	51kDa/57kDa
配送方法	氷袋梱包