

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD112/Nectin-2 モノクローナル抗体 - Q92692

商品番号: CM0012243



前書き

ヒト CD112/Nectin-2 を標的とする
標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー用にバリデーション済み。アミノ酸 32-158 内の細胞外エピトープを認識します。T細胞シグナル伝達およびウイルス侵入研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD112/Nectin-2 mAb
備考/別名	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
種	ヒト
Gene ID (ヒト)	5819
Gene ID	5819
免疫原	ヒト CD112/Nectin-2 のアミノ酸 32-158 内の配列に対応する組換えタンパク質 (NP_001036189.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92692
タンパク質分子量	51kDa/57kDa
配送	保冷バッグ