

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト CD112/Nectin-2 モノクローナル抗体 - Q92692

商品番号: CM0010579



前書き

ヒトCD112/Nectin-2を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。Nectin-2はT細胞調節因子かつウイルス侵入受容体であり、免疫腫瘍学およびウイルス学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD112/Nectin-2 mAb
別名	NECTIN2; CD112; HVEB; PRR2; PVRL2; PVRR2; nectin-2
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	5819
遺伝子ID	5819
免疫原	ヒトCD112/Nectin-2 (NP_001036189.1) のアミノ酸32～158番目の配列に相当する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q92692
タンパク質分子量	51kDa/57kDa
発送	氷袋