


ウサギ抗ヒトCD116モノクローナル抗体（Fc用） - P15509

商品番号: CM0011788



前書き

ヒトCD116（GM-CSF受容体α）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済み。造血細胞研究および受容体発現解析に最適。SWISS: P15509。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD116 mAb
備考／別名	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
種	ヒト
Gene ID	1438
免疫原	ヒトCD116の組換えタンパク質（NP_006131.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15509
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ