

Rabbit Anti-Human Cd116 Monoclonal Antibody For Fc - P15509

商品番号: CM0011170



前書き

ヒトCD116（GM-CSF受容体αサブユニット）に対する結合ウサギモノクローナル抗体。造血細胞の増殖、分化、およびサイトカインシグナル伝達の研究のために、フローサイトメトリー（FC）で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD116 mAb
備考/別名	GMR; CD116; CSF2R; SMDP4; CDw116; CSF2RX; CSF2RY; GMCSFR; CSF2RAX; CSF2RAY; alphaGMR; GMR-alpha; GMCSFR-alpha; GM-CSF-R-alpha
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	1438
GeneID	1438
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCD116 (NP_006131.2) のアミノ酸23-320に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ (Rabbit)
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト (Human)
SWISS	P15509
タンパク質分子量	46kDa
配送	氷袋