

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトCD117/C-Kit モノクローナル抗体 - P10721

商品番号: CM0004440



前書き

フローサイトメトリー(FC)での使用が検証済みの標識ウサギ抗ヒトCD117/c-Kit

モノクローナル抗体です。造血作用と幹細胞維持に重要な受容体型チロシンキナーゼであるヒトCD117/c-Kit(SWISS:

P10721)を認識します。造血研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトCD117/c-Kit mAb
別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
反応種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3815
免疫原	ヒトCD117/c-Kit (NP_000213.1)のアミノ酸26～520番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS番号	P10721
タンパク質分子量	110kDa
発送方法	保冷剤