

Rabbit Anti-Human Cd117/C-Kit Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P10721

商品番号: CM0012326



前書き

ヒトCD117/c-Kitを標的とするウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリー用にでコンジュゲートされています。組換え細胞外ドメイン（aa 26-520）を認識します。ヒト細胞に反応し、造血幹細胞および肥満細胞の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human CD117/c-Kit mAb
備考/別名	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
種	ヒト
遺伝子ID	3815
免疫原	ヒトCD117/c-Kit（NP_000213.1）のアミノ酸26-520を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P10721
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスバッグ