

ウサギ抗ヒト Cd119/Ifngr1 モノクローナル抗体（Fc用） - P15260

商品番号: CM0008019



前書き

フローサイトメトリー（FC）用ウサギ抗ヒト
CD119/IFNGR1

モノクローナル抗体。重要な免疫調節因子であるヒト
インターフェロン γ 受容体1に特異的です。抗ウイルス
、抗腫瘍および感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD119/IFNGR1 mAb
備考／別名	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; インターフェロン γ 受容体1
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3459
遺伝子ID	3459
免疫原	ヒトCD119/IFNGR1のアミノ酸18～245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_000407.1）。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15260
タンパク質分子量	21kDa/54kDa
輸送	保冷バッグ