

ウサギ抗ヒト Cd119/Ifngr1 モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P15260

商品番号: CM0010405



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒトCD119/IFNGR1用）。フローサイトメトリー（FC）用に設計され、組換えタンパク質免疫原を用いて検証済み。研究用およびIVD原材料用途。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト CD119/IFNGR1 mAb
備考/別名	IFNGR1; CD119; IFNGR; IMD27A; IMD27B; インターフェロンガンマ受容体1
種	ヒト
遺伝子ID	3459
免疫原	ヒト CD119/IFNGR1 組換えタンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P15260
タンパク質分子量	21kDa/54kDa
配送	アイスバッグ